

Liitetaulukko 1.

Tyypilliset tutkimuslöydökset pemfigoideissa

	Tärkeimmät autoantigeenit	Suora immunofluoresenssi	Histologia	Epäsuora immunofluoresenssi (salt split skin-tekniikalla)
Rakkulainen pemfigoidi	BP180, BP230	Lineaarinen IgG ja/tai C3 tyvikalvovyöhykkeellä	Subepidermaalinen rakkula, jossa eosinofiilejä ja/tai neutrofiilejä (rakkulaisesta leesiosta)	Vasta-aineet epidemaalisella puolella
Limakalvopemfigoidi	BP180, BP230, laminiini 332, tyypin VII kollageeni, $\alpha\beta 4$ integriini	Lineaarinen IgG ja/tai C3 tyvikalvovyöhykkeellä	Subepidermaalinen rakkula, jossa eosinofiilejä ja/tai neutrofiilejä	Vasta-aineet joko epidermaalisella tai dermaalisella puolella riippuen autoantigeenista
Raskauspemfigoidi	BP180, BP230	Lineaarinen C3 (ja IgG) tyvikalvovyöhykkeellä	Subepidermaalinen rakkula, jossa eosinofiileja (rakkulaisesta leesiosta)	Vasta-aineet epidermaalisella puolella
Lineaarinen IgA-dermatiitti	LAD-1, LABD-97	Lineaarinen IgA tyvikalvovyöhykkeellä	Subepidermaalinen rakkula, neutrofiili-infiltraatit	Vasta-aineet epidermaalisella puolella
Epidermolysis bullosa acquisita	tyypin VII kollageeni	Lineaarinen IgG ja/tai IgA ja/tai C3 tyvikalvovyöhykkeellä (U-muotoinen sahalaitakuvio)	Subepidermaalinen rakkula, jossa voi olla eosinofiileja	Vasta-aineet dermaalisella puolella
Anti-p200-pemfigoidi	Laminiini $\gamma 1$	Lineaarinen IgG ja/tai C3 tyvikalvovyöhykkeellä	Subepidermaalinen rakkula, neutrofiileja voi olla dermiksessä	Vasta-aineet dermaalisella puolella